

Wijzigingen t.o.v. vorige versie:

nieuw, speciaal voor website atalmedial

Autorisatie: Rotteveel, R.C.

Geldig per: 17.04.2018

Vervolgonderzoek (automatismen)

Bij de volgende uitslagen wordt automatisch een vervolgonderzoek gedaan:

Uitslag	Vervolgonderzoek
ANCA positief (indien onbekend)	as-MPO en as-PR3
ANF positief (indien onbekend)	ENA en ds DNA
ENA positief	Uittypering SSA, SSB, Sm, RNP, Jo-1 of Scl70
TTG < 0.3 kU/l	Gedeamideerd Gliadine -IgG
TGG > 100 kU/l	Gedeamideerd Gliadine -IgG Indien positief voor kinderartsen EMA toegevoegd Indien negatief EMA toegevoegd
IgG > 18, IgA > 4 of IgM > 4 g/l	Eiwitspectrum
TE > 100 g/l	Eiwitspectrum
Phadiatop, Phadiatop Infant of Voedselscreening positief	Uittypering
Screening porfyrienen in urine (URPORF) positief	Kwantitatieve porfyriene profiel in urine (24POR)
TSH < 0.5 of > 4.2 mU/l	FT4
Trombocyten < 100 of > 600, indien niet aangevraagd	trombocyten worden toegevoegd
Leukocyten < 3.0 of > 15.0 10 ⁹ /L (in bloed)	Leukocyten worden toegevoegd
Hb < 5,5 of > 11,0 mmol/L	Hb en Ht worden toegevoegd
MCV < 75 of > 105 fl	Hb, Ht indices en RDW worden toegevoegd
RDW > 19,0 %CV	Hb, Ht indices en RDW worden toegevoegd
NRBC > 0,0 10 ⁹ /L	Erythroblasten worden toegevoegd
irregulaire antistof screening aanwezig	uittypering antistof
DAT positief (patiënten > 10 dagen)	uittypering DAT