



GGD
Amsterdam



December 2014

Onderwerp:

Samenwerking Atalmedial en het streeklaboratorium GGD Amsterdam

Geachte verwijzer, aanvrager en praktijkmedewerker,

Onze samenwerking op het gebied van medische microbiologie en infectieserologie heeft voor u enkele veranderingen tot gevolg, een overzicht hiervan treft u aan in de bijlage. Namens het streeklaboratorium GGD Amsterdam en Atalmedial ontvangt u hierbij de gewijzigde afnamesets voor GASTROENTERITIS, CNT SWAB en CNT URINE. De oude afnamesets zullen begin januari worden opgehaald.

Aanvraagformulieren

U ontvangt nieuwe medische microbiologie aanvraagformulieren (versie december 2014) voor **alle** afnamesets.

Bestellen afnamesets

Uw bestellingen voor de afnamesets kunt op de gebruikelijke wijze blijven plaatsen (**a.u.b. de nieuwe bestelkaarten gebruiken**).

Bestellen losse aanvraagmaterialen/formulieren

Atalmedial: www.atalmedial.nl of 088 - 003 7710

Streeklaboratorium GGD Amsterdam: sla@ggd.amsterdam.nl of 020 - 555 5275

Rapportage van uitslagen

De (edifact-)rapportage van door u aangevraagde onderzoeken medische microbiologie en infectieserologie zal door het streeklaboratorium GGD Amsterdam worden verzorgd.

Intercollegiaal overleg met de arts-microbioloog

Tijdens kantooruren: 020 - 555 5293

Buiten kantooruren: 020 - 599 4009

Mede namens de medewerkers van Atalmedial en het streeklaboratorium GGD Amsterdam wensen wij u fijne kerstdagen en een gezond nieuw jaar!

Met vriendelijke groet,

Dr. P.M. Oostvogel, arts-microbioloog
Hoofd Streeklaboratorium
GGD Amsterdam

Mr. P.A. Kamsteeg MBA
Raad van Bestuur
Atalmedial

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met:
Streeklaboratorium GGD Amsterdam Nieuwe Achtergracht 100 1018 WT Amsterdam
020 - 555 5364 sla@ggd.amsterdam.nl

ONGEWIJZIGDE AFNAMESETS:

BANALE KWEEK	NIET GESCHIKT VOOR ZELFAFNAME
UWI	GESCHIKT VOOR ZELFAFNAME
MRSA / S. AUREUS DRAGERSCHAP	NIET GESCHIKT VOOR ZELFAFNAME

GEWIJZIGDE AFNAMESETS:

SOA diagnostiek:

Het streeklaboratorium GGD Amsterdam maakt gebruik van andere technieken, daarvoor zijn andere afnamematerialen nodig.

CNT SWAB (VOORHEEN SOA VROUW)	GESCHIKT VOOR ZELFAFNAME
Materiaal	APTIMA (oranje)
Vagina	- <i>Chlamydia trachomatis</i> - <i>Neisseria gonorrhoeae</i> - <i>Trichomonas vaginalis</i>
Anus	- <i>Chlamydia trachomatis</i> - <i>Neisseria gonorrhoeae</i>

CNT URINE (VOORHEEN SOA MAN)	GESCHIKT VOOR ZELFAFNAME
Materiaal	APTIMA (geel)
Urine (man)	- <i>Chlamydia trachomatis</i> - <i>Neisseria gonorrhoeae</i> - <i>Trichomonas vaginalis</i>

CNT BV HSV/VZV (NIEUW)	NIET GESCHIKT VOOR ZELFAFNAME
Materialen	1 eSwab, 1 APTIMA Unisex set en 2 droge swabs.
eSwab	Fluor, Cervix of vagina kweek voor: - Banale kweek: (candida, overige micro-organismen) en <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
APTIMA Unisex set	Geschikt voor cervix, keel, oog, urethra en rectum - <i>Chlamydia trachomatis</i> - <i>Neisseria gonorrhoeae</i> - <i>Trichomonas vaginalis</i> - <i>Mycoplasma genitalium</i>
Twee droge swabs	Vagina, blaasjes of ulcus voor: - HSV/VZV <i>Herpes simplex</i> - en <i>Varicella zoster</i> -virus Altijd twee droge swabs per laesie afnemen en insturen - <i>Treponema pallidum</i> - <i>Mycoplasma genitalium</i>

De oude afnamematerialen (voorheen) SOA MAN en (voorheen) SOA VROUW kunnen per 1 januari niet meer in behandeling worden genomen.

GASTROENTERITIS	GESCHIKT VOOR ZELFAFNAME
Naast de bij u reeds bekende FECAL Swab zit er voortaan ook een potje voor verse feces in deze afnameset.	

Op de buitenzijde van alle afnamesets vindt u voortaan de verloopdatum.

Meer informatie over onze afnamematerialen en instructies kunt u vinden op www.streeklaboratorium.nl

